

One

Sigillatrice

Rischio biologico

ONE è una sigillatrice di nuova generazione che nasce con l'obiettivo di ridurre il tempo di imbustamento, monitorare la qualità della saldatura e poter saldare tutti i tipi di carta per sterilizzazione, compresa quella a soffietto.

One assicura

- Banda di saldatura di **12 millimetri**.
- Barra saldante **32 cm**.
- Estrema facilità inserimento carta.
- **Controllo elettronico** attivo sulla coppia di resistenze.
- Visibilità della **zona di taglio**.
- **Segnalazione** possibile cattiva saldatura.
- **Inseribile in tutti i mobili di sterilizzazione**.



Leva a barra ottimale per destorsi e mancini.

Doppio programma di saldatura, selezionabile tramite apposito pulsante.

One

Larghezza	460 mm
Altezza	170 (240 rotolo grande) mm
Profondità	400 mm
Peso	8 Kg
Assorbimento max.	320 Watt
Tensione	230 V - 50/60 Hz
Larghezza saldatura	12 mm
Lunghezza saldatura	320 mm




460 mm



400 mm

170 mm



Leva a barra ottimale per destorsi e mancini.



Possibilità di **alloggiamento su banco o attacco a parete**.



Portarotoli

Leva universale

Selezione ciclo

Led multifunzionale



Chiedi all'esperto

A chi serve

A tutti gli studi medici e dentistici

Perchè una sigillatrice:

Per creare buste carta/plastica e sigillare gli strumenti imbustati. Inseribile in tutti i mobili di sterilizzazione

Art. 2165-S
One



Inquadra e scatta!

Usa il tuo telefonino per avere ulteriori info su questo argomento

