

LEMI 3

La praticità al tuo servizio | At your ease!





Cod.103 Versione standard / Standard version

DESCRIZIONE PRODOTTO

Versatile, affidabile e semplice da utilizzare, Lemi 3 è fornito di un attuatore a 24 V cc. con comando a pedale che consente di regolare elettricamente l'altezza del lettino. Il movimento basculante (trendelenburg) e i movimenti di gambe e testa sono regolabili manualmente e lo schienale, reclinabile tramite una molla a gas, consente all'operatore di modificare facilmente la posizione anche col cliente adagiato, garantendo sicurezza e comodità.

La struttura in acciaio zincato, completamente chiusa con carter in abs, conferisce al lettino eleganza e sicurezza.

La versione standard è fornita di materasso piatto in gomma garantito 5 anni contro l'indefornabilità, realizzabile in oltre 40 varianti colore in tempi imbattibili, grazie alla grande versatilità produttiva di Lemi Group.

PRODUCT DESCRIPTION

Lemi 3 is a multi-use and solid couch equipped with just one actuator 24 V. The couch height is easily moved by a foot pedal control.

The trendelenburg, leg-rest and head-rest movements are all manual, in particular the operator can easily regulate the back-rest position using a gas spring, so the client's protection and comfort are ensured. Lemi 3 galvanized steel frame is fully wrapped in ABS covering, thus providing elegance as well as safety.

The standard version is supplied with flat mattress made of a first-rate foam with 5 years warranty against deformation.

Lemi Group upholstery department can offer a wide choice of 40 different colours upholstery.

LEMI 3 E' IDEALE PER / LEMI 3 IS IDEAL FOR

Trattamenti viso/corpo, massaggi soft, epilazione, pressoterapia, manicure-pedicure, visita diagnostica, dermatologia, chirurgia estetica.

Face and body treatments, soft massages, epilation, pressotherapy, manicure and pedicure, diagnostics, dermatology, aesthetic surgery.

LEMI 3

La praticità al tuo servizio | At your ease!

Il prodotto raffigurato è composto dai seguenti codici:

The product in the picture is made up of the following codes:

103-109-107-112-108



Bianco / White



Grigio / Grey



Nero / Black

Il carter è disponibile nei seguenti colori / The covering is available in the following colours

TABELLA DIMENSIONALE [cm] / TABLE OF DIMENSIONS [cm]



Accessori su richiesta / Accessories upon request



Testa Zak grande
Big Zak head rest

cod.111



Testa Zak piccola
Small Zak head rest

cod.111P



Coprilettino
Bed sponge cover

cod.114



Materasso morbido
Soft mattress

cod.110



Materasso anatomico
Anatomic mattress

cod.109



Versione Bi-zak
Bi-zak version

cod.112



Coppia braccioli curvi
Curved arm rest couple

cod.106



Coppia braccioli automatici
Flat arm rest couple

cod.107



Portarotolo
Roll holder

cod.108



Coppia bacinelle manicure
Manicure bowl couple

cod.006

