

Il Laser elettivo  
per Epilazione  
e Lesioni Vascolari  
degli arti inferiori

Velure S800



LASERLINE

Medical Laser



## HP Diode Laser System per epilazione....

Velure S800 esprime la massima tecnologia oggi disponibile per ottenere il miglior risultato possibile nell'epilazione permanente a lunga durata.

Adattabile a tutti i tipi di pelle, Velure S800 sfrutta l'ottimale assorbimento al cromoforo melanina per danneggiare termicamente il bulbo pilifero senza creare allo stesso tempo depigmentazioni indesiderate sull'epidermide. Velure S800 rende possibile questo equilibrio, grazie al sistema ELP (Extra Long Pulse) che permette di lavorare con impulsi di lunga durata e quindi poter dare il giusto valore di energia per tutti i tipi di pelle senza rinunciare alla sicurezza del trattamento.

Veloce, efficace e sicuro, Velure S800 è un laser altamente affidabile nell'epilazione permanente dei peli indesiderati in tutte le parti del corpo.

- Veloce, non invasivo, indolore.
- Possibilità di trattare tutti i tipi di pelle con sistema ELP.
- Non sono richiesti consumabili per il trattamento.
- Compatto e leggero nella sua elegante valigia può essere trasportato comodamente per ogni esigenza di spostamento.

## ....e per Lesioni Vascolari degli arti inferiori

La trasparenza dell'epidermide e allo stesso tempo l'ottimo assorbimento dell'emoglobina alla radiazione laser emessa da Velure S800, uniti all'elevata potenza del sistema, rendono possibile la fotosclerosi transdermica delle lesioni vascolari profonde, senza l'indesiderato effetto porpora.

Velure S800 è quindi eccellente anche per il trattamento non invasivo con il minimo danno termico tissutale delle lesioni vascolari degli arti inferiori.

## Manipolo VS800 con sistema di sicurezza ADS

Il Manipolo VS800 è stato progettato per ottenere la massima efficacia operativa unita alla sicurezza e semplicità d'uso:

- Visualizzazione dell'area target durante il trattamento per un miglior controllo.
- Tre inserti intercambiabili (spot da 2,5, 4, 8, 12 mm) con sistema di sicurezza ADS (Automatic Detection System).

Velure S800 identifica automaticamente il tipo di inserto utilizzato garantendo l'assoluta precisione dei dati operativi sul pannello di controllo per la massima sicurezza dell'operatore e del paziente.

Sistema di raffreddamento a contatto integrato molto aggressivo (+2°C) per proteggere l'epidermide e aumentare il comfort del paziente consentendo inoltre trattamenti con valori di Fluenza più elevati per una maggiore efficacia clinica.

## Caratteristiche

Tipo di Laser:	Diodi HP
Lunghezza d'onda:	808nm
Fluenza:	Regolabile da 10 a 600 J/cm <sup>2</sup>
Diametro dello Spot:	2,5, 4, 8, 12 mm
Durata dell'impulso:	Extra Long Pulse 10 - 1000 msec
Modo operativo:	Singolo impulso - Ripetizione d'impulso con frequenza regolabile (0,5 - 10Hz)
Luce guida:	Intensità regolabile con continuità dal pannello di controllo Lunghezza d'onda 635nm
Potenza Elettrica:	230Vac - 50/60 Hz - 600 VA
Dimensioni:	Larghezza 30,5 cm - Profondità 42,5 cm - Altezza 19 cm
Peso:	16 Kg

Velure *S800*



Velure S800 Z

## Applicazioni

- Epilazione permanente a lunga durata
- Lesioni Vascolari

LASERING

Medical Laser





Velure S800  
 è conforme  
 alla direttiva  
 93/42/CEE

Velure S800

 **LASERING**

LASERING S.r.l.  
 Via Staffette Partigiane, 54  
 41122 Modena-ITALY  
 Tel. +39 059 450999 - Fax. +39 059 311096  
 www.lasering.it - www.lasering-med.com  
 E-mail: lasering@lasering.it

LASERING USA  
 2246 Camino Ramon  
 San Ramon, CA 94583  
 Phone 866-471-0469  
 info@laseringusa.com  
 www.laseringusa.com

  
 ISO 9001

  
 ISO 13485

  
 THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

VS800050214